




# VESTIAIRE

## MANUEL D'UTILISATION

## USER MANUAL



 **BMB**  
**MEDICAL**

 [FRANÇAIS](#)  
 [ENGLISH](#)

# FRANÇAIS

---

## BMB MEDICAL

100 Avenue du Formans  
CS 11001  
01604 TRÉVOUX CEDEX  
Tél : +33(0)4 74 08 71 71  
Fax : +33(0)4 74 08 71 72

[www.bmb-medical.com](http://www.bmb-medical.com)

Ce manuel a pour but de vous familiariser à l'utilisation, à l'entretien et à la sécurité de votre nouveau dispositif médical. Nous vous conseillons vivement de lire soigneusement ce document et de suivre les recommandations pour une utilisation optimale en toute sécurité.

**BMB MEDICAL** offre une grande variété d'options pour les produits concernés par ce manuel d'utilisation. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités décrites dans ce manuel ne soient pas applicables à votre produit.

Certaines illustrations présentées sont à titre indicatif et ne représentent pas exactement le dispositif que vous avez entre votre possession.

Coller à cet endroit

L'étiquette de la référence du produit

Les informations de ce document peuvent être modifiées sans préavis et n'engagent en aucune manière la société BMB MEDICAL. Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de BMB MEDICAL est illicite. Cette représentation ou reproduction illicite, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon. Les illustrations de ce document ne sont pas contractuelles.

## TABLE DES MATIERES

FRANÇAIS.....	2
1 INTRODUCTION SPECIFICATIONS .....	4
1.1 PRESENTATION DU PRODUIT .....	4
1.1.1 VESTIAIRE AMBULATOIRE – Grand modèle.....	4
1.1.2 VESTIAIRE AMBULATOIRE – Petit modèle.....	5
1.2 DOMAIN D'APPLICATION .....	6
1.3 OBJECTIF DU MANUEL D'UTILISATION .....	6
1.4 CONSERVATION .....	6
1.5 SYMBOLES ET NORMES UTILISES.....	6
2 MODE D'EMPLOI.....	7
2.1 SYSTEME DE VERROUILLAGE A CLE .....	7
2.2 SERRURE DIGITALE .....	7
1.1.1 LE FREINAGE DU PRODUIT .....	9
3 NETTOYAGE ET DESINFECTION .....	10
3.1 INTRODUCTION .....	10
3.2 PERIODICITE.....	10
3.3 MATERIEL ET PRODUITS RECOMMANDES .....	10
3.4 CONSEILS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION .....	11
3.4.1 OPERATION DE NETTOYAGE SELON LES ELEMENTS .....	11
3.4.2 CONSIGNES A RESPECTER .....	11
4 PRECAUTIONS.....	12
4.1 UTILISATIONS ANORMALES.....	12
4.2 TRANSPORT ET STOCKAGE.....	12
4.2.1 TRANSPORT .....	12
4.2.2 STOCKAGE .....	13
4.3 GARANTIE.....	13
4.4 SERVICE APRES VENTE .....	13
4.5 ENVIRONNEMENT .....	14
4.5.1 MATERIEL USAGE.....	14

# 1 INTRODUCTION SPECIFICATIONS

---

## 1.1 PRESENTATION DU PRODUIT

### 1.1.1 VESTIAIRE AMBULATOIRE – Grand modèle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
<b>REFERENCE</b>	VESTIAIRE
<b>DESIGNATION</b>	VESTIAIRE AMBULATOIRE grand modèle
<b>CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE</b>	52 kg (Charge maximale admissible comprenant le poids total des affaires (15kg) et des accessoires)
<b>POIDS</b>	25 kg
<b>DIMENSION HORS TOUT</b>	Largeur hors tout : 47,5 cm Longueur hors tout : 59 cm Hauteur hors tout : 126 cm
<b>EQUIPEMENTS</b>	Stratifié compact, Finition résine acrylique, coloris blanc 4 roulettes double galets Ø 100mm Bac à chaussures amovible en ABS blanc Système de verrouillage à clé (2 clés incluses) Poignée de poussé Tiroir en en ABS Penderie pour vêtement Système d'identification patient / fauteuil / chevet
<b>OPTIONS DISPONIBLES</b>	Clé universelle pour serrure à clé Système de verrouillage par serrure digitale à code (inclus 1 clé universelle) Clé universelle supplémentaire pour serrure digitale

\*BMB MEDICAL ne peut être en aucune façon tenue responsable des éventuels problèmes induits si le matelas utilisé ne correspond pas aux références matelas préconisées par BMB MEDICAL

### 1.1.2 VESTIAIRE AMBULATOIRE – Petit modèle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
<b>REFERENCE</b>	VESTIAIRE
<b>DESIGNATION</b>	VESTIAIRE AMBULATOIRE petit modèle
<b>CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE</b>	52 kg (Charge maximale admissible comprenant le poids total des affaires (15kg) et des accessoires)
<b>POIDS</b>	25 Kg
<b>DIMENSION HORS TOUT</b>	59 cm x 47,5 cm x 92 cm (h)
<b>EQUIPEMENTS</b>	Stratifié compact, Finition résine acrylique, coloris blanc 4 roulettes double galets Ø 80mm Bac à chaussures amovible en ABS blanc Système de verrouillage à clé (2 clés incluses) Poignée de poussé - Tiroir en ABS - Penderie pour vêtement Ridelles antichute
<b>OPTIONS DISPONIBLES</b>	Clé universelle pour serrure à clé Système de verrouillage par serrure digitale à code (inclus 1 clé universelle) Clé universelle supplémentaire pour serrure digitale Panier poubelle pour sac 10L

### VUE D'ENSEMBLE



## **1.2 DOMAIN D'APPLICATION**

Le vestiaire est conçu pour l'accueil du patient dans un service ambulatoire. Il permet de stocker les affaires personnelles des patients.

## **1.3 OBJECTIF DU MANUEL D'UTILISATION**

Professionnels de la santé, ce manuel d'utilisation a été réalisé pour vous dans le but de vous fournir toutes les informations nécessaires et l'ensemble des précautions d'usage à respecter pour une utilisation en toute autonomie et en toute sécurité.

Les instructions relatives à l'entretien et au suivi du produit garantissent sa durée de vie.

Il est donc indispensable que la totalité du personnel y ait accès et soit ainsi informée des procédures de manipulation et des risques liés à l'utilisation de ce dispositif médical. Celui-ci doit être manipulé par une personne qualifiée et sensibilisée aux risques inhérents à une mauvaise utilisation.

## **1.4 CONSERVATION**

Ce manuel d'utilisation doit être conservé à proximité du produit dans un endroit destiné à cet effet. Il doit être maintenu à l'abri de tout élément et de toute substance compromettant sa parfaite lisibilité.

## **1.5 SYMBOLES ET NORMES UTILISES**



Signale que le non-respect de la recommandation peut entraîner la mise en danger du patient, de l'utilisateur, ou endommager le matériel.


## 2 MODE D'EMPLOI

### 2.1 SYSTEME DE VERROUILLAGE A CLE

Chaque vestiaire est vendu avec deux clés uniques. Ces deux clés sont affiliées à un seul vestiaire. Une clé universelle peut être commandée en option.



### 2.2 SERRURE DIGITALE



**Pour verrouiller la porte :**

Taper deux fois le code au choix à 4 chiffres.

**Pour déverrouiller la porte :**

Taper une fois le code.

**En cas d'oubli, le master code est le suivant : **22446688****



Il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état des piles.

### ETAT DES PILES / BATTERIES

Press x2

Si rouge changer pile  
If red change battery

Autonomie (Vert:1 à 4)  
Autonomy (Green:1 to 4)

Si le voyant est rouge, la procédure pour changer les piles est la suivante :

### CHANGEMENT DES PILES / BATTERIES

Ouvrir la porte  
Open the door

Devisser les 3 vis de la serrure  
Unscrew the 3 screws of the lock

Tourner la serrure de 180° pour accéder aux piles  
Turn 180° the lock to access to battery

Le système est équipé de deux piles de type **AALR6 Alcaline 1,5V**.



### 1.1.1 LE FREINAGE DU PRODUIT

**Hormis lors du transport, veuillez à toujours freiner le vestiaire.**

Vérifier le freinage du produit en essayant de déplacer le vestiaire. Ne pas stationner le produit sur un sol en pente.



Roues en position non freinée



Roues en position freinée

## **3 NETTOYAGE ET DESINFECTION**

---

### **3.1 INTRODUCTION**

Un nettoyage régulier et correct garantit la durée de vie du dispositif (cf. programme de nettoyage établi au moment de la mise en service du dispositif en désignant le personnel de référence).



**Le fait de ne pas effectuer les opérations de nettoyage peut entraîner un risque d'infection dû à la présence de sécrétions et/ou de résidus sur le vestiaire.**

Les conseils de nettoyage ci-après ne se substituent pas au protocole interne de votre établissement.

### **3.2 PERIODICITE**

Le nettoyage doit être effectué :

- À chaque patient, c'est-à-dire entre deux patients.
- Intégralement chaque semaine

### **3.3 MATERIEL ET PRODUITS RECOMMANDES**

N'utiliser que les produits nettoyants ou désinfectants autorisés et normalisés.

Molécules désinfectantes adaptées au mobilier :

- Aldéhydes
- Formaldéhydes
- Glutaraldéhydes
- Alcools
- Phénols
- Chlorhexidine
- Tensio actif amphotères
- Ammoniums quaternaires

Prendre connaissance des produits strictement prohibés par le fabricant

(Cf. liste ci-dessous)

## Liste des produits strictement prohibés :

<b>Solvants :</b>	Essence / alcools supérieurs aliphatiques et aromatiques/cétones-esters / trichloréthylène-perchloréthylène
<b>Base :</b>	Soude 10% / Ammoniaque 10%
<b>Acides :</b>	Nitrique 10% / Chlorhydrique 30% / Citrique 10%
<b>Divers :</b>	Eau distillée / Eau de Javel / Poudres abrasives / Tout produit abrasif

- Ne pas utiliser d'ustensiles abrasifs ni d'eau de Javel peu diluée.
- Ne pas mélanger les produits.
- Respecter les dosages et dilutions prescrits.
- Utiliser des lavettes propres à usage unique.
- Effectuer le nettoyage et la désinfection avec des vêtements et des gants de protection.

**Le nettoyage à haute pression et à la vapeur sont interdits.**



**Tout dommage consécutif au non-respect des consignes d'utilisation d'un produit détergent désinfectant ne pourra en aucun cas être pris en charge par BMB MEDICAL au titre de la garantie.**

## 3.4 CONSEILS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION

### 3.4.1 OPERATION DE NETTOYAGE SELON LES ELEMENTS

Après le nettoyage, séchage du VESTIAIRE et vérification du bon fonctionnement.

#### 3.4.2 CONSIGNES A RESPECTER

- L'ensemble des surfaces du mobilier doit être nettoyé.
- Lors du nettoyage ou de la désinfection, il est recommandé de :
  - Pulvériser ou appliquer à l'aide d'une lavette le produit.
  - Débuter par le mobilier le plus proche du patient en insistant sur les parties en contact avec les utilisateurs.
  - Procéder de haut en bas.
  - Laisser sécher le matériel.

Les produits tâchant (ex. : « produit bleu » ou éosine) doivent être nettoyés au plus vite afin d'éviter toute imprégnation.

## 4 PRECAUTIONS

### 4.1 UTILISATIONS ANORMALES

 **Ce VESTIAIRE est conçu et adapté aux pratiques et procédures médicales donc à une utilisation spécifique. Une utilisation anormale peut être la cause d'accidents pour l'utilisateur ou même celle d'irréversibles détériorations.**

La liste suivante des utilisations anormales du vestiaire n'est pas exhaustive et la société BMB MEDICAL s'en remet au bon sens des utilisateurs.

- Ne pas utiliser le vestiaire pour s'asseoir.
- Ne pas utiliser le vestiaire avec une charge supérieure à 15 kg.
- Ne pas stationner le vestiaire sur un sol ayant une pente supérieure à 5°.
- Ne pas déplacer le vestiaire en tirant par la porte ou le tiroir.
- Toujours déplacer le vestiaire avec la porte et le tiroir verrouillés en position fermée.
- Ne pas déplacer le vestiaire avec une charge sur le plateau.
- Ne pas laver le vestiaire avec un jet haute pression (voir notice de nettoyage).
- Ou toute autre utilisation sans lien avec la fonction normale du vestiaire.

### 4.2 TRANSPORT ET STOCKAGE

Condition de transport et de stockage :

Conditions ambiantes	Fonctionnement
Température ambiante	-10 à +50°C
Humidité relative	20 à 90% à 30°C sans condensation
Pression atmosphérique	700 à 1060 ha

#### 4.2.1 TRANSPORT

Lors du transport du VESTIAIRE en vue de son stockage, il est recommandé, afin qu'il ne subisse aucun risque de choc ou de chute :

- De le sangler à un support du moyen de transport
- De le bâcher
- D'enclencher le frein

Les dégâts provoqués pendant le transport ne sont pas couverts par la garantie. Les réparations et la substitution des pièces endommagées seront à la charge du client.

## 4.2.2 STOCKAGE

Lorsque le VESTIAIRE est stocké, s'assurer qu'il est :

- Freiné
- Bâché
- Dans une pièce tempérée et non humide (température : de +10°C à +40°C).

Pendant son stockage, aucun poids lourd ne doit être posé dessus.

Le vestiaire ne doit pas être considéré comme plan d'appui pour aucun type de matériel.

Le dispositif ne doit pas être exposé et encore moins être au contact de sources thermiques de combustion et d'agents inflammables.

## 4.3 GARANTIE

Matériel garanti 2 ans pièce et main d'œuvre.

Toutefois, la garantie des produits est rendue caduque par :

- Une utilisation anormale (*ICI*)
- Le non-respect de toute autre condition de garantie
- Tout nettoyage inadapté
- L'utilisation d'accessoires ne provenant pas du fabricant

## 4.4 SERVICE APRES VENTE

Pour toute information relative à l'installation, à l'utilisation ainsi qu'à l'entretien du produit ou toute autre question, contacter le Service Après-Vente à l'adresse suivante : [sav@bmb-medical.com](mailto:sav@bmb-medical.com) ou votre distributeur local pour l'Étranger.

Grâce à votre « Espace Client » sur le site [www.bmb-medical.com](http://www.bmb-medical.com), accédez en ligne à vos matériels et réaliser vos demandes d'intervention et leur suivi directement par cette interface sécurisée.

L'opérateur doit lire attentivement les informations contenues dans ce manuel d'utilisation, en particulier celles concernant les précautions d'emploi pour la sécurité et les méthodes d'installation et d'utilisation.

En cas de doute sur l'interprétation correcte des instructions, ne pas hésiter à contacter le Service Après-Vente qui sera toujours à votre écoute.

Afin de faciliter la commande de pièces de rechange vous pouvez demander au service SAV les éclatés de vos produits, ainsi vous pourrez obtenir les références des pièces voulues.



## 4.5 ENVIRONNEMENT

### 4.5.1 MATERIEL USAGE



Le matériel en fin de vie doit entrer dans le circuit de récupération (déchetterie) adapté en vue de son recyclage.


Le démantèlement aisément du chariot-brancard permet son élimination et sa valorisation selon la réglementation en vigueur.

## 5 OPTIONS

### 5.1 SUPPORT SAC POUBELLE

Deux entrées sont prévues (*image 1*) pour insérer le support poubelle du petit vestiaire (*image 2*)

le support est compatible avec les sacs poubelles 10L



## ENGLISH

---

### **BMB MEDICAL**

100 Avenue du Formans  
CS 11001  
01604 TRÉVOUX CEDEX  
Tél : +33(0)4 74 08 71 71  
Fax : +33(0)4 74 08 71 72

[www.bmb-medical.com](http://www.bmb-medical.com)

This manual is aimed at familiarising you with the use, maintenance and safety of your new medical device. We urge you to read this document carefully and follow its recommendations for optimum safe use.

**BMB MEDICAL** offers a broad variety of options for the products covered by this user manual. Consequently, some features described in this manual may not apply to your product.

Some illustrations are provided for information purposes and do not accurately represent the device in your possession.

Stick the  
Product reference label here

The information in this document are subject to change without notice and in no way engage the responsibility of BMB MEDICAL. This document may not be reproduced, in whole or in part, without prior written consent by BMB MEDICAL. This illicit representation or reproduction, by any means, constitutes counterfeiting. The illustrations in this document are not binding.

# CONTENTS

---

1	INTRODUCTION SPECIFICATIONS .....	17
1.1	PRODUCT PRESENTATION .....	17
1.1.1	BEDSIDE CABINET LOCKER – large version .....	17
1.1.2	BEDSIDE CABINET LOCKER (small version) .....	18
1.2	SCOPE .....	19
1.3	PURPOSE OF THE USER MANUAL.....	19
1.4	STORAGE.....	19
1.5	SYMBOLS AND STANDARDS USED .....	19
2	INSTRUCTIONS FOR USE .....	20
2.1	KEYED LOCKING SYSTEM .....	20
2.2	DIGITAL LOCKING SYSTEM.....	20
1.1.1	PRODUCT BRAKING .....	22
3	CLEANING AND DISINFECTION .....	23
3.1	INTRODUCTION .....	23
3.2	PERIODICITY .....	23
3.3	RECOMMENDED EQUIPMENT AND PRODUCTS .....	23
3.4	CLEANING AND DISINFECTION ADVICE.....	24
3.4.1	CLEANING DEPENDING ON ELEMENTS.....	24
3.4.2	INSTRUCTIONS TO FOLLOW .....	24
4	WARNING .....	25
4.1	ABNORMAL USES.....	25
4.2	TRANSPORT AND STORAGE .....	25
4.2.1	TRANSPORT .....	25
4.2.2	STORAGE .....	26
4.3	WARRANTY .....	26
4.4	AFTER-SALES SERVICE .....	27
4.5	ENVIRONMENT.....	27
4.5.1	USED EQUIPMENT.....	27

# 1 INTRODUCTION SPECIFICATIONS

---

## 1.1 PRODUCT PRESENTATION


### 1.1.1 BEDSIDE CABINET LOCKER – large version

TECHNICAL DATA	
<b>REFERENCE</b>	LOCKER
<b>DESIGNATION</b>	DAY SURGERY LOCKER – large version
<b>SAFE WORKING LOAD</b>	52 kg (indicates the maximum admissible load including the total weight of the patient and accessories)
<b>WEIGHT</b>	25 kg
<b>OVERALL DIMENSIONS</b>	Overall width: 47.5 cm Overall length: 59 cm Overall height: 126 cm
<b>EQUIPMENT</b>	Stratified compact, acrylic resin finishing touch, white color 4 double running wheel castors Ø 100mm Removable shoes tray in white ABS Key lock system (2 keys included) Push handle - Drawer in ABS - Wardrobe for clothes Identification system for patient / care chair / locker
<b>AVAILABLE OPTIONS</b>	Universal key for key lock system Digital door lock with code (1 universal key included) Additional universal key for digital lock

### 1.1.2 BEDSIDE CABINET LOCKER (small version)

TECHNICAL DATA	
<b>REFERENCE</b>	LOCKER
<b>DESIGNATION</b>	DAY SURGERY LOCKER – small version
<b>SAFE WORKING LOAD</b>	52 kg (indicates the maximum admissible load including the total weight of the patient and accessories)
<b>WEIGHT</b>	25 kg
<b>OVERALL DIMENSIONS</b>	Overall width: 47.5 cm Overall length: 59 cm Overall height: 92 cm
<b>EQUIPMENT</b>	Stratified compact, acrylic resin finishing touch, white color 4 double running wheel castors Ø 80mm Removable shoes tray in white ABS Key lock system (2 keys included) Push handle - Drawer in ABS - Wardrobe for clothes Identification system for patient / care chair / locker
<b>AVAILABLE OPTIONS</b>	Universal key for key lock system Digital door lock with code (1 universal key included) Additional universal key for digital lock Garbage basket for garbage bag 10L

### OVERVIEW



## **1.2 SCOPE**

The beside cabinet / locker is the ideal product to welcome your patient in a day surgery unit. It is equipped with a secured locker for the storage of your patients' personal effects.

## **1.3 PURPOSE OF THE USER MANUAL**

Healthcare professionals, this user manual was created for you to provide you with the necessary information and precautions to observe for autonomous and safe use.

The product's service life is dependent upon observance of the maintenance and tracking instructions.

It is thus essential that all staff has access to and be informed of the handling procedures and risks associated with the use of this device. The latter should be handled by a qualified person who is aware of the risks inherent to improper use. Additional training is not required as we consider that knowledge of the user manual is sufficient.

## **1.4 STORAGE**

This user manual should be kept near the product, in a place provided for this purpose. It must be shielded from all elements and substance that could compromise its perfect legibility.

## **1.5 SYMBOLS AND STANDARDS USED**



This is a signal that not following the recommendation may endanger the patient or user, or damage the equipment.


## 2 INSTRUCTIONS FOR USE

### 2.1 KEYED LOCKING SYSTEM



Every locker is sold with two unique keys. These two keys are linked to a single locker. A universal key may be ordered as an optional feature.

### 2.2 DIGITAL LOCKING SYSTEM



#### In order to lock the door:

Enter your 4-character code twice.

#### In order to unlock the door:

Enter the code once.

In case you forget your code, the master code is: **22446688**



Batteries must be checked regularly.

### ETAT DES PILES / BATTERIES

Press x2

Si rouge changer pile  
*If red change battery*

Autonomie (Vert:1 à 4)  
*Autonomy (Green:1 to 4)*

If the red light flashes, the procedure to change the batteries is as follows:

### CHANGEMENT DES PILES / BATTERIES

Ouvrir la porte  
*Open the door*

Devisser les 3 vis de la serrure  
*Unscrew the 3 screws of the lock*

Tourner la serrure de 180° pour accéder aux piles  
*Turn 180° the lock to access to battery*

The system is equipped with two **AALR6 Alkaline 1.5V** batteries.

### 1.1.1 PRODUCT BRAKING



**Except during transport, please keep the locker in brake position.**

Check the brakes of the product by trying to move the locker. Do not park the product on slanting floor.



Wheels in non-brake position



Wheels in brake position

## 3 CLEANING AND DISINFECTION

---

### 3.1 INTRODUCTION

Regular and thorough cleaning will guarantee the device's life (see cleaning program drawn up at the time of device commissioning, designating the reference staff).



**Failure to perform these cleaning operations can lead to a risk of infection caused by the presence of secretions and/or residues on the chair.**

The following cleaning advice is not intended to replace your establishment's in-house protocol.

### 3.2 PERIODICITY

The cleaning must be done:

- At each patient, i.e. between two patients.
- Entirely every week

### 3.3 RECOMMENDED EQUIPMENT AND PRODUCTS

Use only authorized and standardized cleaning products or disinfectants.

Disinfectant molecules adapted to the furniture:

- Aldehydes
- Formaldehydes
- Glutaraldehydes
- Alcohols
- Phenols
- Chlorhexidine
- Amphoteric active surfactant
- Quaternary ammoniums

Familiarize yourself with products that are strictly prohibited by the manufacturer (see list below).

**List of strictly prohibited products:**

<b>Solvents:</b>	Essence / superior aliphatic and aromatic alcohols / ketone esters / trichlorethylene-perchlorethylene
<b>Base:</b>	Soda 10% / Ammonia 10%
<b>Acids:</b>	Nitric Acid 10% / Hydrochloric Acid 30% / Citric Acid 10%
<b>Miscellaneous:</b>	Distilled water / Pure Javel or slightly diluted water / Abrasive powders /Any abrasive product

**NB:**

- Quaternary cleaners contain ingredients with the “-yl” suffix and ammonium chloride.
- Quaternary/Isopropyl cleaners contain one quaternary ingredient as listed above, as well as isopropyl alcohol
- Phenolic cleaners contain ingredients with the “-phenol” suffix
- Javel water is known by its generic name “sodium hypochlorite”

- Do not use abrasive utensils or undiluted bleach.
- Do not mix the products.
- Respect the prescribed dosages and dilutions.
- Use clean, single-use wipes.
- Clean and disinfect with protective clothing and gloves.

**High-pressure cleaning and steaming are prohibited.**



**BMB medical shall not be held liable for any damage resulting from non-compliance with operating instructions of a disinfecting detergent product under the warranty.**

### **3.4 CLEANING AND DISINFECTION ADVICE**

#### **3.4.1 CLEANING DEPENDING ON ELEMENTS**

After cleaning, dry the locker and check its proper operation.

#### **3.4.2 INSTRUCTIONS TO FOLLOW**

All furniture surfaces must be cleaned.

During cleaning or disinfection, it is recommended to:

- Spray or apply the product by means of a cloth: Wash with running water and soap or diluted alcohol.
- Start with the areas closest to the patient by insisting on parts in contact with users.
- Start from the top down.

Leave the equipment to dry.

Products that cause stains (e.g.: “blue product” or eosin) must be cleaned as rapidly as possible to prevent them from soaking in.

## 4 WARNING

---

### 4.1 ABNORMAL USES



**This locker is designed for and adapted to its field of application. Any misuse may cause accidents for the user or even irretrievable breakdown..**

The following list of misuse examples of the lockers is not comprehensive and BMB MEDICAL appeals to users' common sense.

- Do not sit on the locker.
- Do not use the locker with any load over 15 kg.
- Do not park the locker on a floor with a slant over 5°.
- Do not move the locker by pulling it from the door or drawer.
- Always move the locker with the door and drawer locked in closed position.
- Do not move the locker with a load on the tray.
- Do not wash the locker with a high-pressure jet (see cleaning warning).
- Or any other use unrelated to the locker's normal operation.

### 4.2 TRANSPORT AND STORAGE

Transport and storage conditions:

Ambient conditions	Operation
<b>Ambient temperature</b>	-10 to +50°C
<b>Relative humidity</b>	20 to 90% at 30° C without condensation
<b>Atmospheric pressure</b>	700 to 1,060 ha

#### 4.2.1 TRANSPORT

While transporting a locker for storage, we recommend the following to prevent any risks of impact or fall:

- To strap it to a support in the means of transport
- To cover it
- To set it in brake position

Damage caused during transport is not covered by the warranty. The repair and substitution of damaged parts will be at the customer's expense.

## **4.2.2 STORAGE**

When the locker is stored, make sure that it is:

- In brake position
- Covered

The product must be stored in a clean, well-ventilated, non-humid location, and kept away from bad weather and direct sunlight.

During storage, no heavy loads must be placed on top.

The locker must not be considered a resting place for any type of equipment.

The device must not be exposed to, let alone in contact with, any combustion heat sources and flammable agents.

## **4.3 WARRANTY**

*BMB MEDICAL grants its customers a commercial warranty of two (2) years from the date of delivery, within the limits defined below.*

*This commercial warranty is not intended to replace the legal guarantee of conformity mentioned in articles L.211-4 to L.211-13 of the French Consumer code, or that pertaining defects of the purchased object, covered by articles 1641 to 1648 and 2232 of the French Code of civil law.*

*Beyond the legal guarantee, BMB MEDICAL guarantees the exchange and replacement of parts accepted to be out of order, due to machining fault, assembly fault or material failure. The scope of the warranty does not include parts made unusable either by normal wear, or by improper use or non-compliant repair.*

*Where applicable, at the request of BMB MEDICAL, any product or part that is the subject of a warranty claim must be returned postage paid to the BMB MEDICAL plant. Any improper use, alteration or repair performed with parts not supplied or certified by BMB MEDICAL will void this warranty.*

*BMB MEDICAL products are designed for an expected service life of 10 years under normal conditions of use and with appropriate periodic maintenance as described above. BMB MEDICAL guarantees the original buyer that the welds on its products will be free from structural defects during the expected 10-year service life of the product as long as the original buyer is in possession of the product.*

*No guarantees are provided concerning appropriateness for a specific use.*

*This warranty excludes any disposable parts, IV poles, mattresses, batteries, along with damage incurred by abuse.*

The product warranty shall be considered expired, however, by any of the following:

- Abnormal use (*Warning paragraph*)
- Work without prior notice to our technical services, or maintenance on:
  - A mechanical part of the product
- Failure to observe any other term of the warranty
- Any inappropriate washing
- The use of accessories not provided by the manufacturer
- Failure to comply with the recommended preventive maintenance operations.

#### 4.4 AFTER-SALES SERVICE

For any information concerning product installation, use and maintenance, the technical documentation (wiring diagrams, list of components, maintenance procedures, etc.), or any other questions, please contact the After-Sales Service at the following address: **sav@bmb-medical.com, or by phone at +33 (0)4 74 08 71 71, or your local distributor for overseas purchases.**

From your "Customer Area" on the website [www.bmb-medical.com](http://www.bmb-medical.com), you can access your equipment, submit work requests and track these requests directly via this secure interface.

The operator must carefully read the information contained in this user manual, in particular the information concerning the precautions relating to safety and installation/use methods.

In the event of doubt concerning the correct interpretation of the instructions, do not hesitate to contact the After-Sales Service whose staff are always available.

To facilitate ordering spare parts, you can request the exploded diagrams of your products from the After-Sales Service. You can thus obtain the references of the desired parts.

#### 4.5 ENVIRONMENT

##### 4.5.1 USED EQUIPMENT



The end-of-life equipment must enter the appropriate recovery circuit (waste collection center) for recycling.


The easy dismantling of the locker allows its elimination and its recovery according to the regulations in force.

## 5 OPTIONS

### 5.1 WASTE BAG-HOLDER

Two entries are provided (image 1) to insert the waste basket on the locker (image 2)

The basket is compatible with a 10L waste bag





Tél: +33 (0)4 74 08 71 71

Fax: +33 (0)4 74 08 71 72

[info@bmb-medical.com](mailto:info@bmb-medical.com)

100 Av. du Formans – CS 11001  
01604 TREVOUX Cedex  
FRANCE