

DIUIA Divan d'examens

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT





Divia 65 - Divia 75
Divan d'examens à hauteur variable
sur colonnes électriques



Divia Mixte 65 - Divia Mixte 75
Divan d'examens mixte à hauteur variable sur colonnes électriques
2^{ème} relève-buste intermédiaire à commande électrique pour examens gynécologiques

DIVIA

DESCRIPTION

DIVIA est un divan d'examens à hauteur variable électrique sur colonnes

Largeur hors tout : 75 à 85cm.

Longueur hors tout : 205 cm.

Hauteur hors tout : 46 à 86 cm.

Poids : Version Divia 80 kg
Version Divia Mixte 90 kg

Garantie : 2 ans.

Caractéristiques techniques Divia

Châssis en acier revêtement époxy coloris gris clair.

Sellerie plate de densité 35 kg/m³ - épaisseur 6,5 cm.

Revêtement jersey enduit PVC antibactérien et non feu M1.
9 coloris au choix selon nuancier.

Relève-buste 0 à 80° assisté par 2 vérins à gaz.

Hauteur variable électrique 46 à 86 cm.

Couchage 65 x 205 cm ou 75 x 205 cm.

Proclive - déclive électrique (+/- 12°)

Châssis composé de deux colonnes électriques assurant une grande stabilité au divan.

Capot de protection de châssis.

Télécommande manuelle.

4 Roues double galets à freins indépendants Ø 125 mm.

Support rouleau drap d'examen côté tête.

Charge maximum admissible : 200 kg.

Version Divia Mixte

Couchage en 3 sections : 65 x 200 cm ou 75 x 200 cm

2^{ème} relève-buste intermédiaire à commande électrique pour examens gynécologiques.

Relève-buste 0 à 80° à commande électrique.



Détail 2^{ème} relève-buste intermédiaire pour examens gynécologiques



OPTIONS: DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES

| Réf. | Description |
|---------|---|
| DVRA | Système antistatique |
| DVRS1 | Roues Ø 125 mm à commande centralisée |
| DVRS2 | Roues Ø 150 mm double galets à commande centralisée |
| DVRBE | Relève-buste électrique (inclus d'origine sur Divia mixte) |
| DVTSF | Télécommande sans fil |
| DVTAP | Télécommande par pédale en plus de la commande manuelle |
| DVBR | Barrières latérales escamotables (la paire) |
| DVSE | Support étaux (la paire) |
| DVETU | Etau pour fixation d'étriers, de gouttières ou de support jambes (la paire) |
| DVET | Etriers (la paire) |
| DVSJ | Supports jambes (la paire) |
| DVHSJ | Housses pour supports jambes (la paire) |
| DVTSR | Etaux support tige porte sérum (la paire) |
| TSR2 | Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets |
| ACC-CTG | Coussin repose-tête confort gris |
| DVPC7 | Protection crystal pour divan largeur 65 cm |
| DVPC8 | Protection crystal pour divan largeur 75 cm |
| DVBBA | Batterie d'autonomie |
| DVLAMP | Lampe d'examens |
| EQUI | Prise d'équipotentialité |



Réf DVET
Etriers



Réf DVSJ
Support Jambes



Réf DVSE
Support étaux



Réf DVETU
Etau pour fixation d'étriers,
gouttières ou support jambes



Réf TSR2
Tige porte sérum
amovible



Réf 1449120
Barrières



Réf DVRS2
Roue double galets
Ø 150 mm



Réf DVLAMP
Lampe d'examens

DIJIA

© 2014 - KREA® - Tél. 06 77 96 82 22 / www.krea-communication.fr



100 Av. du Formans - CS 11001
01604 TREVoux Cedex
FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 08 71 71
Fax : +33 (0)4 74 08 71 72
E-mail : info@bmb-medical.com
www.bmb-medical.com

