

PRELE

Chariot brancard à hauteur fixe

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT





PRELE Chariot brancard à hauteur fixe

PRELE

DESCRIPTION

PRELE est un chariot brancard à hauteur fixe.

Très léger et maniable, il est destiné aux services de brancardage.

Equipé d'un relève-buste assisté et d'une roue à blocage directionnel, PRELE constitue un basique du brancardage qui ne sacrifie en rien le confort du personnel soignant.

Largeur hors tout : 69 cm.

Longueur hors tout : 205 cm.

Hauteur hors tout : 85 cm.

Poids : 50 kg

Garantie : 2 ans.

Caractéristiques techniques PRELE

Couchage 2 sections : 60 x 190.

Plan dur en ABS thermoformé, radio transparent.

Hauteur fixe.

Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m³). Epaisseur : 8 cm.

Housse déhoussable. Jersey enduit PVC. Coloris gris foncé.

2 emplacements pour tige porte sérum côté tête.

Pare-chocs (aux 4 angles).

Relève buste assisté par vérin à gaz (0 - 90°).

Roues Ø 150 mm à frein individuel.

1 roue à blocage directionnel côté tête.

Barrières pliantes 2 barreaux horizontaux. Aluminium anodisé.


Barres de poussée fixe côté pieds.

Charge de Fonctionnement en sécurité : 250 kg. Poids maxi patient : 185 kg.



Détail Relève buste par vérin gaz

PRELE

© 2016 -  - Tél. 06 77 96 82 22 / www.krea-communication.fr



100 Av. du Formans - CS 11001
01604 TREVoux Cedex
FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 08 71 71
Fax : +33 (0)4 74 08 71 72
E-mail : info@bmb-medical.com
www.bmb-medical.com

