

# I-MOVE

## Chaise de transfert

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT





Chaise de transfert I-MOVE  
permettant l'accueil des patients



Chaises de transfert I-Move  
encastrées permettant un rangement optimisé

I-MOVE

## DESCRIPTION

I-MOVE est une chaise de transfert permettant l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Maniable, robuste et esthétique, elle apportera pour longtemps une touche de modernité et de couleur au sein de votre service.

Une large gamme d'accessoires lui permet de s'adapter à chaque utilisation.

**Largeur hors tout** : 75 cm.

**Longueur hors tout** : 105 cm.

**Hauteur hors tout** : 100 cm.

**Poids** : 35 kg.

**Garantie** : 2 ans.

## Caractéristiques techniques I-Move

Châssis en acier revêtement époxy.

Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé, à commande accessible en position debout par l'accompagnateur.

Roues avant pivotantes Ø 125 mm.

Sellerie en mousse épaisseur 5 cm.

Revêtement sans couture vinyle.

Coloris : fuchsia, vert anis, bleu.



Repose jambes deux positions (en option)



Différents coloris

Dimensions assise et dossier : 46 x 46 cm

Hauteur assise : 55 cm.

Repose pieds coulissant.

Accoudoirs en polyuréthane escamotables.

Charge de Fonctionnement en sécurité : 200 kg.



Détail repose-pieds coulissant





## Chaise de transfert bariatrique I-MOVE permettant l'accueil des patients

I-MOVE

### DESCRIPTION

I-MOVE est une chaise de transfert bariatrique permettant l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Maniable, robuste et esthétique, elle apportera pour longtemps une touche de modernité et de couleur au sein de votre service.

Une large gamme d'accessoires lui permet de s'adapter à chaque utilisation.

**Largeur hors tout** : 90 cm.

**Longueur hors tout** : 105 cm.

**Hauteur hors tout** : 102 cm.

**Poids** : 50 kg.

**Garantie** : 2 ans.

### Caractéristiques techniques I-Move

Châssis en acier revêtement époxy.

Roues arrières jumelées Ø 300 mm avec frein centralisé, à commande accessible en position debout.

Roues avant pivotantes Ø 125 mm.

Sellerie en mousse épaisseur 8 cm.

Jersey enduit PVC.

Coloris : bleu lavande, vert, orange.

Dimensions assise et dossier : 46 x 65 cm

Hauteur assise : 55 cm.

Repose pieds coulissant.

Accoudoirs en polyuréthane escamotables.

Charge de Fonctionnement en sécurité : 250 kg.



Détail repose-pieds coulissant



Différents coloris



Détail roues arrières jumelées Ø 300 avec frein centralisé



## Chaise de transfert motorisée I-MOVE permettant l'accueil des patients

I-MOVE EZ-GO

### DESCRIPTION

I-MOVE EZ-GO est une chaise de transfert permettant l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

I-MOVE EZ-GO est équipée d'une roue motorisée avec batterie et chargeur intégrés. Déplacer un patient, même en surpoids, devient un jeu d'enfant.

Une large gamme d'accessoires lui permet de s'adapter à chaque utilisation.

**Largeur hors tout** : 70 cm ou 90 cm.

**Longueur hors tout** : 105 cm.

**Hauteur hors tout** : 102 cm.

**Poids** : 50 kg ou 65 kg.

**Garantie** : 2 ans.

### Caractéristiques techniques I-Move

Châssis en acier revêtement époxy.

Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé, à commande accessible en position debout par l'accompagnateur.

Roues avant pivotantes Ø 125 mm.

Sellerie en mousse épaisseur 5 cm.

Revêtement sans couture vinyle.

Coloris : fuchsia, vert anis, bleu (version standard) / bleu lavande, vert, orange (version bariatrique)

Dimensions assise et dossier : 46 x 46 cm ou 46 x 65 cm

Hauteur assise : 55 cm.

Repose pieds coulissant.

Accoudoirs en polyuréthane escamotables.

Panier à effets.

Système antistatique.

Roue motorisée autonome avec batterie et chargeur intégrés.

Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse.

Charge de Fonctionnement en sécurité : 200 kg.




Roue motorisée avec batterie et chargeur intégrés.

## OPTIONS: DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Description	I-MOVE	I-MOVE BARIATRIQUE	I-MOVE EZ-GO
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette	●	●	●
CLORA	Système antistatique	●	●	INCLUS
TROAA	Arceau antivol, muni de 2 crochets porte sérum (incompatible avec TSR2)	●	●	●
TROPO	Panier à effets	●	●	INCLUS
TROSO2	Porte obus	●	●	●
TROPE	Pré-équipement pour repose-jambes (la paire)	●	●	●
TRORJ	Repose jambes réglable (l'unité)	●	●	●
TROMO	Monnayeur	●	●	●
TROMOP	Platine de fixation murale	●	●	●
PSU	Crochets porte sac	●	●	●



Réf TROMO  
Monnayeur



Réf TSR2  
Tige porte sérum amovible  
2 crochets



Réf TRORJ  
Repose jambes réglable



Réf PSU  
Crochets porte sac

I-MOVE



100 Av. du Formans - CS 11001  
01604 TREVOUX Cedex  
FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 08 71 71  
Fax : +33 (0)4 74 08 71 72  
E-mail : [info@bmb-medical.com](mailto:info@bmb-medical.com)  
[www.bmb-medical.com](http://www.bmb-medical.com)

© 2017 -  - Tél. 06 77 96 82 22 / [www.krea-communication.fr](http://www.krea-communication.fr)

