



CHAISE DE TRANSFERT I-MOVE



SOMMAIRE

Notre gamme CHAISE DE TRANSFERT permet l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Maniable, robuste et esthétique, elle apportera pour longtemps une touche de modernité et de couleur au sein de votre service.

Une large gamme d'accessoires lui permet de s'adapter à chaque utilisation.



I - M O U E



I - M O U E B A R I A T R I Q U E



I - M O U E E Z - G O



I - M O U E E Z - G O B A R I A T R I Q U E



Robuste

Adaptable Nombreuses options disponibles

Esthétique Apportera une touche de modernité et de couleur

Maniable & Encastrable Permettant un rangement optimisé



CHAISE DE TRANSFERT I-MOVE

I-MOVE est une chaise de transfert permettant l'accueil du patient et son acheminement en position assise.





I - M O U E

DIMENSIONS I-MOVE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ASSISE	POIDS
I-MOVE	105 cm	75 cm	100 cm	H. 55 cm P. 46 cm L. 46 cm	35 Kg

Charge de Fonctionnement en Sécurité : 200 Kg



Notre gamme CHAISE DE TRANSFERT permet l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Chaise de transfert I-MOVE permettant l'accueil des patients

- Châssis en acier revêtement époxy
- Porte dossier patient
- Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé
- Commande accessible en position debout par l'accompagnateur
- Roues avant pivotantes Ø 125 mm
- Sellerie en mousse épaisseur 5 cm
- Revêtement sans couture vinyle
- Repose pieds coulissant
- Accoudoirs en polyuréthane escamotables

Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé



Roues avant pivotantes Ø 125 mm




Accoudoirs en polyuréthane escamotables



Repose pieds coulissant



Différents coloris



FUSCHIA



VERT ANIS



BLEU


Composition : PVC 83 % / Coton 17 %
Epaisseur : 1,2 mm +/- 0,1 mm
Tenue à la lumière : >= 6



CLASSEMENT FEU
M1 / AM 18 / EN 1021.1-2-3.

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TSR2-F	Tige porte sérum fixe 2 crochets, réglage par molette
CLORA	Système antistatique
TROAA	Arceau antivol, muni de 2 crochets porte sérum (incompatible avec TSR2)
TROPO	Panier à effets
TROSO2	Porte obus
TROPE	Pré-équipement pour repose-jambes (la paire)
TRORJ	Repose jambes réglable (l'unité)
TROMO -EP	Monnayeur à pièce de 1 euro ou équivalent
TROMO - EJ	Monnayeur à jeton spécifique
JETON	Jeton spécifique supplémentaire
TROMOP	Platine de fixation murale
PSU	Crochets porte sac



Tige porte sérum
amovible
TSR2



Panier à effets
TROPO



Porte obus
TROSO2



Repose jambes réglable
(l'unité)
TRORJ



Monnayeur
TROMO



Crochets porte sac
PSU

Robuste & Maniable

Adaptable Nombreuses options disponibles

Esthétique Apportera une touche de modernité et de couleur



CHAISE DE TRANSFERT I-MOVE BARIATRIQUE

I-MOVE Personne en surpoids est une chaise de transfert permettant l'accueil d'un patient en surpoids et son acheminement en position assise.




I-MOVE BARIATRIQUE

DIMENSIONS I-MOVE BARIATRIQUE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ASSISE	POIDS
I-MOVE	105 cm	90 cm	102 cm	H. 55 cm P. 46 cm L. 65 cm	50 Kg

Charge de Fonctionnement en Sécurité : 250 Kg



Notre gamme CHAISE DE TRANSFERT permet l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Chaise de transfert I-MOVE permettant l'accueil des patients

- Châssis en acier revêtement époxy.
- Porte dossier patient
- Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé
- Commande accessible en position debout par l'accompagnateur
- Roues avant pivotantes Ø 125 mm
- Sellerie en mousse épaisseur 8 cm
- Jersey enduit PVC
- Repose pieds coulissant
- Accoudoirs en polyuréthane escamotables


Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé



Roues avant pivotantes Ø 125 mm



Accoudoirs en polyuréthane escamotables



Repose pieds coulissant



Différents coloris



ORANGE



VERT



BLEU LAVANDE

Composition : PVC 83 % / Coton 17 %
Épaisseur : 1,2 mm +/- 0,1 mm
Tenue à la lumière : >= 6



CLASSEMENT FEU
M1 / AM 18 / EN 1021.1-2-3.

ACCESSOIRES


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TSR2-F	Tige porte sérum fixe 2 crochets, réglage par molette
CLORA	Système antistatique
TROPO	Panier à effets
TROSO2	Porte obus
TROPE	Pré-équipement pour repose-jambes (la paire)
TRORJ	Repose jambes réglable (l'unité)
TROMO -BP	Monnayeur à pièce de 1 euro ou équivalent
TROMO -BJ	Monnayeur à jeton spécifique
JETON	Jeton spécifique supplémentaire
TROMOP	Platine de fixation murale (Une par chaise pour la version bariatrique)
PSU	Crochets porte sac



Tige porte sérum amovible
TSR2




Panier à effets
TROPO



Porte obus
TROSO2



Repose jambes réglable (l'unité)
TRORJ



Monnayeur
TROMO



Crochets porte sac
PSU

Robuste & Maniable

Adaptable Nombreuses options disponibles

Esthétique Apportera une touche de modernité et de couleur

Motorisée Utilisation très facile, gestion de la vitesse progressive



CHAISE DE TRANSFERT I-MOVE EZ-GO

I-MOVE EZ-GO est une chaise de transfert équipée d'une roue motorisée, avec batterie et chargeur intégrés. I-MOVE EZ-GO permet l'accueil du patient et son acheminement dans un autre service, en position assise.




I - M O U E E Z - G O

DIMENSIONS I-MOVE EZ-GO

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ASSISE	POIDS
I-MOVE	105 cm	70 cm	102 cm	H. 55 cm P. 46 cm L. 46 cm	50 Kg

Charge de Fonctionnement en Sécurité : 200 Kg



Roue motorisée avec batterie et chargeur intégrés.

Notre gamme CHAISE DE TRANSFERT permet l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Chaise de transfert motorisée I-MOVE EZ-GO permettant l'accueil des patients

- Châssis en acier revêtement époxy.
- Porte dossier patient
- Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé
- Commande accessible en position debout par l'accompagnateur
- Roues avant pivotantes Ø 125 mm
- Sellerie en mousse épaisseur 5 cm
- Revêtement sans couture vinyle
- Repose pieds coulissant
- Accoudoirs en polyuréthane escamotables
- Panier à effets
- Système antistatique
- Roue motorisée autonome avec batterie et chargeur intégrés
- Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse

Accoudoirs en polyuréthane escamotables



Roues avant pivotantes Ø 125 mm



Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé



Repose pieds coulissant



Panier à effets



Différents coloris



FUSCHIA



VERT ANIS



BLEU

Composition : PVC 83 % / Coton 17 %
Épaisseur : 1,2 mm +/- 0,1 mm
Tenue à la lumière : >= 6



CLASSEMENT FEU
M1 / AM 18 / EN 1021.1-2-3.

I-MOVE EZ-GO



ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TROAA	Arceau antivol, muni de 2 crochets porte sérum (incompatible avec TSR2)
TROSO2	Porte obus
TROPE	Pré-équipement pour repose-jambes (la paire)
TRORJ	Repose jambes réglable (l'unité)
TROBA	Batterie supplémentaire
PSU	Crochets porte sac



Tige porte sérum amovible TSR2



Crochets porte sac PSU



Porte obus TROSO2



Repose jambes réglable (l'unité) TRORJ

Robuste & Maniable

Adaptable Nombreuses options disponibles

Esthétique Apportera une touche de modernité et de couleur

Motorisée Utilisation très facile, gestion de la vitesse progressive



CHAISE DE TRANSFERT I-MOVE EZ-GO BARIATRIQUE

I-MOVE EZ-GO est une chaise de transfert équipée d'une roue motorisée, avec batterie et chargeur intégrés. I-MOVE EZ-GO permet l'accueil du patient et son acheminement dans un autre service, en position assise. Elle convient particulièrement bien au transfert des patients en surpoids.




I-MOVE EZ-GO BARIATRIQUE

DIMENSIONS I-MOVE EZ-GO BARIATRIQUE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ASSISE	POIDS
I-MOVE	105 cm	90 cm	102 cm	H. 55 cm P. 46 cm L. 65 cm	65 Kg

Charge de fonctionnement en Sécurité : 250 Kg



Roue motorisée avec batterie et chargeur intégrés.

Notre gamme CHAISE DE TRANSFERT permet l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Chaise de transfert motorisée I-MOVE EZ-GO BARIATRIQUE permettant l'accueil des patients

- Châssis en acier revêtement époxy.
- Porte dossier patient
- Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé
- Commande accessible en position debout par l'accompagnateur
- Roues avant pivotantes Ø 125 mm
- Sellerie en mousse épaisseur 8 cm
- Revêtement sans couture vinyle
- Repose pieds coulissant
- Accoudoirs en polyuréthane escamotables
- Panier à effets
- Système antistatique
- Roue motorisée autonome avec batterie et chargeur intégrés
- Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse

Accoudoirs en polyuréthane escamotables

Roues avant pivotantes Ø 125 mm



Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé



Repose pieds coulissant



Panier à effets



Différents coloris



ORANGE



VERT



BLEU LAVANDE

Composition : PVC 83 % / Coton 17 %
Epaisseur : 1,2 mm +/- 0,1 mm
Tenue à la lumière : >= 6



CLASSEMENT FEU
M1 / AM 18 / EN 1021.1-2-3.

I-MOVE EZ-GO BARIATRIQUE




ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TROSO2	Porte obus
TROPE	Pré-équipement pour repose-jambes (la paire)
TRORJ	Repose jambes réglable (l'unité)
TROBA	Batterie supplémentaire
PSU	Crochets porte sac



Tige porte sérum
amovible
TSR2





Tél : +33 (0)4 74 08 71 71
Fax : +33 (0)4 74 08 71 72
info@bmb-medical.com

100 Av. du Formans - CS 11001
01604 TREVOUX Cedex
FRANCE

www.bmb-medical.com