

# ACCESSOIRES SUPPORTS MOBILES PARAVENTS





## SOMMAIRE

Notre gamme "SUPPORTS MOBILES & PARAVENTS" est adaptée à tout type de services en milieu hospitalier.

Alliant ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Ces produits ont été développés par la société BMB Médical dans le but de combler des "manques" en matière d'ergonomie, d'esthétique ou d'utilisation courante du mobilier et matériel médical.

- ▶ SUPPORTS MOBILES
  - ▶ TABOLYS
  - ▶ MATERNA
  - ▶ ASSISTANT
  - ▶ INFORMALYS
  - ▶ VESTIAIRES
    - ▶ GRAND MODELE
    - ▶ PETIT MODELE
  - ▶ MODULYS
- ▶ PARAVENTS
- ▶ ACCESSOIRES

# T A B O L Y S

Table mobile à hauteur variable destinée aux patients comme au personnel hospitalier. Elle accueille les effets patients, une collation ou le petit matériel médical. **Son piètement en H est étudié pour passer sous tous types de lits, mobiliers et fauteuils.**

## TABOLYS HPL

- Plateau HPL (compact blanc)
- Piètement en « H »
- 2 roulettes arrière Ø50 mm
- 2 roulettes avant Ø30 mm
- Peinture Blue Grey Anod B711



## TABOLYS ABS

- Plateau ABS (Thermoformé gris)
- Piètement en « H »
- 2 roulettes arrière Ø50 mm
- 2 roulettes avant Ø30 mm
- Peinture Blue Grey Anod B711



## DIMENSIONS TABOLYS HPL

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
<b>HORS TOUT</b>	82.5 cm	53 cm	De 67 à 107 cm
<b>PIETEMET</b>	64 cm	53 cm	4 cm
<b>PLATEAU</b>	82.5 cm	46.5 cm	0.8 cm

## DIMENSIONS TABOLYS ABS

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
<b>HORS TOUT</b>	81 cm	53 cm	De 67 à 107 cm
<b>PIETEMET</b>	64 cm	53 cm	4 cm
<b>PLATEAU</b>	81 cm	41 cm	4 cm

**CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 15 Kg**

## A C C E S S O I R E S

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>TAHPL</b>	Plateau inclinable pour TABOLYS HPL (compact)
<b>TAABS</b>	Plateau inclinable pour TABOLYS ABS (Thermoformé)



Plateau inclinable  
TAHPL



Plateau inclinable  
TAABS

Berceau à hauteur variable. Le Materna est le berceau idéal pour accompagner les parents lors de leur séjour en maternité/néonatalogie. *Son piètement est étudié pour passer sous tous types de lits médicalisés, ce qui permet à la maman d'avoir son bébé au plus près d'elle, tout en sécurisant le nourrisson.*

- Hauteur variable pneumatique de 88 cm à 109 cm
- Proclive 10°
- Structure en tôle d'acier peinture époxy (Oxyde ou gris)
- Nacelle amovible réalisé en plexiglas transparent
- Fond percé pour une meilleure aération
- Matelas de 3 cm M1 non feu
- 4 roulettes pivotantes doubles galets Ø 75 mm à freins

## DIMENSIONS MATERNA

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
<b>HORS TOUT</b>	98 cm	61 cm	De 88 à 109 cm

**CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 10 Kg**



### RÉFÉRENCE

### DÉSIGNATION

**MATERNAU**

Piètement en "U" en tube cintré à plat



Piètement en "U" en tube cintré à plat  
MATERNAU



# A S S I S T A N T

# A C C E S S O I R E S

Assistant ambulatoire multifonction destiné aux patients comme au personnel hospitalier. Pour accueillir les effets patients, une collation ou le petit matériel médical, c'est un support idéal pour vos services ambulatoires. Compact, il ne tient pas plus de place qu'un mât à sérum. Son piétement en étoile s'adapte parfaitement à tous nos produits.

- Tablette en 2 parties repliable : 75 x 35 cm déplié / 37,5 x 35 cm replié). Poids : 17kg
- Hauteur variable assisté par vérin à gaz.
- Produit non freiné.
- 4 roues Ø 40mm pivot sur roulement à billes.
- Réserve de stockage sous plateau : 27 x 25 x 10 cm.
- Porte Sac à main / sac à dos inclus (maximum 15kg)
- Support de tige à sérum


## DIMENSIONS ASSISTANT

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
<b>HORS TOUT</b>	de 57,5 à 99,7 cm	de 57,5 à 63,3 cm	82 à 112 cm
<b>PIEtement</b>			7.5 cm

**Charge maximum : 15 Kg plateau replié / 5Kg en bout de plateau**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>TSR2</b>	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets



Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets  
TSR2



Stockage sous plateau

# INFORMALYS

Table informatique mobile à hauteur variable. L'Informalys est le produit idéal pour accompagner le personnel soignant lors de leurs déplacements dans les services. **Conçu pour les ordinateurs portables, celui-ci possède une poignée facilitant son déplacement, ainsi qu'une tablette pour souris.** Mobile, résistant et facile à nettoyer, il accompagne parfaitement votre matériel informatique.

- Plateau Trespa blanc mat
- Pour PC portable
- Flexibilité - Tous les ports d'entrée-sortie sur l'ordinateur portable sont accessibles
- Poignée de déplacement à l'avant
- 3 roulettes Ø 80 mm à freins indépendants
- Support souris escamotable

## DIMENSIONS INFORMALYS

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	60 cm	60 cm	De 74 à 113 cm
PLATEAU	57 cm	54 cm	2.4 cm
PIEtement	60 cm	60 cm	16 cm

**CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 15 Kg**



# VESTIAIRE GRAND MODÈLE

# ACCESSOIRES

Le chevet/ vestiaire est le produit idéal pour l'accueil du patient dans un service ambulatoire. **Destiné au stockage des effets personnels de vos patients, le chevet / vestiaire est équipé d'un système de verrouillage sécurisé.** Mobile, résistant et facile à nettoyer, il accompagne parfaitement un fauteuil de soins.

- Stratifié compact, Finition résine acrylique, coloris blanc
- 4 roulettes double galets Ø 100mm
- Bac à chaussures amovible en ABS blanc
- Système de verrouillage à clé (2 clés incluses)
- Poignée de poussé - Tiroir en en ABS - Penderie pour vêtement
- Système d'identification patient / fauteuil / chevet
- Rebord anti-chute
- Ouverture de porte à droite (à gauche sur demande)
- Poids : 25kg

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>VEST_C</b>	Clé universelle pour serrure à clé
<b>VEST_SD</b>	Système de verrouillage par serrure digitale à code (inclus 1 clé universelle)
<b>VEST_CSD</b>	Clé universelle supplémentaire pour serrure digitale

## DIMENSIONS VESTIAIRE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
<b>HORS TOUT</b>	59 cm	47.5 cm	126 cm

**CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 15 Kg**



Clé universelle pour serrure à clé VEST\_C



Système de verrouillage par serrure digitale à code (inclus 1 clé universelle) VEST\_SD



Clé universelle supplémentaire pour serrure digitale VEST\_CSD



# VESTIAIRE PETIT MODÈLE

# ACCESSOIRES

Le chevet/ vestiaire est le produit idéal pour l'accueil du patient dans un service ambulatoire. **Destiné au stockage des effets personnels de vos patients, le chevet / vestiaire est équipé d'un système de verrouillage sécurisé.** Mobile, résistant et facile à nettoyer, il accompagne parfaitement un fauteuil de soins.

- Stratifié compact, Finition résine acrylique, coloris blanc
- 4 roulettes double galets Ø 80mm
- Bac à chaussures amovible en ABS blanc
- Système de verrouillage à clé (2 clés incluses)
- Poignée de poussé - Tiroir en en ABS - Penderie pour vêtement
- Rebord anti-chute
- Ouverture de porte à droite (à gauche sur demande)
- Poids : 21kg

## DIMENSIONS VESTIAIRE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
<b>HORS TOUT</b>	59 cm	47.5 cm	92 cm

**CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 15 Kg**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>VEST_C</b>	Clé universelle pour serrure à clé
<b>VEST_SD</b>	Système de verrouillage par serrure digitale à code (inclus 1 clé universelle)
<b>VEST_CSD</b>	Clé universelle supplémentaire pour serrure digitale
<b>VEST_PB</b>	Panier poubelle pour sac 10 L (disponible uniquement pour VEST_P)




Clé universelle pour serrure à clé  
VEST\_C



Système de verrouillage par serrure digitale à code (inclus 1 clé universelle)  
VEST\_SD



Clé universelle supplémentaire pour serrure digitale  
VEST\_CSD



Panier poubelle pour sac 10 L  
VEST\_PB

Vestiaire Grand modèle  
VEST



Vestiaire Petit modèle  
VEST\_P





Système permettant l'installation d'un cycleur et de ses consommables dans le cadre de la dialyse péritonéale, quotidienne ou à domicile. Permet d'installer 4 types d'appareils connus :  
**Le Sleep-Safe Harmony - Le HomeChoice Claria - Le S3 - Le NXstage**

- Partie centrale équipée d'un plateau inférieur en Trespa et en acier
- Plateau supérieur en trespa
- Structure acier
- Triangulaire monté sur 3 roulettes Ø 75mm
- Hauteur variable manuelle bloquée en rotation
- Le plateau supérieur supporte 80 kg en statique, et permet l'implantation d'une machine allant de 60 x 40cm.
- Hauteur adaptable, sans effort de 48 cm à 78 cm
- Poids : 15 KG - L'ensemble est entièrement démontable sans outil

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>MODULSUP</b>	Petit support poche adaptable sur toutes les faces
<b>MODULTUBS</b>	Tubes qui se posent sur le plateau supérieur
<b>MODU-DESS</b>	"Le Modu-Dess est un plateau escamotable nécessaire à la pose des consommables : les pieds rétractables en facilitent le transport et l'entretien. 520 x 800 x 390 mm Poids : 5 kg "
<b>MODUSAC</b>	Sac de transport équipé de sangles

## COMPOSITION MODULYS

### MODULCO

Plateau supérieur  
 Top part :  
 600 x 410 mm



+ colonne  
 + plateau inférieur :  
 ht 620 x 550 mm  
 Poids : 15 kg  
 hauteur Basse :  
 490 mm  
 hauteur Haute : 780 mm



### MODU-DESS

520 x 800 x 390 mm  
 Poids



### MODULTUBS

Tubes qui se posent sur le plateau supérieur.




310 x 555 mm  
 Poids : 1,2 kg

### MODULSUP


Petit support poche adaptable sur toutes les faces.




310 x 65 x 40 mm  
 Poids : 400 g



Petit support poche adaptable sur toutes les faces  
 MODULSUP



Tubes qui se posent sur le plateau supérieur  
 MODULTUBS



MODU-DESS





**Polyvalent,** adapté à différents pôles hospitaliers

**Adaptable,** nombreuses options disponibles

**Deux modèles** Fixation murale et deux bases mobiles

**Facile d'utilisation,** de part sa mobilité



# PARAVENTS

# ACCESSOIRES

Paravents à panneaux rigides.

- Panneaux en PVC M1 non feu blanc
- De 5 à 13 panneaux
- Fixation murale ou deux bases mobiles
- Profils de finitions proposé en différents coloris : Bleu, Gris, Orange et Blanc
- Sangle pour fermer le paravent

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<b>TENENT1</b>	Entretoise 10 cm (incluant profilé de fixation murale)
<b>TENENT2</b>	Entretoise 20 cm (incluant profilé de fixation murale)
<b>TENENT3</b>	Entretoise 30 cm (incluant profilé de fixation murale)

## DIMENSIONS PARAVENTS

Hauteur des panneaux	Longueur (mètre)	Nombre de panneaux								
		5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1,65 M</b>		1,365	1,575	1,785	1,995	2,205	2,415	2,625	2,835	3,045



Entretoises de 10, 20 ou 30 cm  
TENENT1 2 3  
(incluant profilé de fixation murale)

## PROFILS DE FINITIONS BLANC - BLEU - GRIS - ORANGE



# A C C E S S O I R E S



Table de chirurgie de la main et du bras  
Légère, en fibre de carbone, livrée avec deux  
clameaux à blocage rapide.  
1 pied de support en fibre de verre inclus,  
montage droite ou gauche possible.  
Coussin antistatique inclus  
Longueur : 815 mm. Poids : 5 kg.  
Grand espace sans métal

**CHIRMAIN**



Protection pluie pour brancard  
CARVI et I-CARE

**PROPLUIE**



Ceinture de sécurité pour  
brancards, chaises et fauteuils

**ACC-CTP**



Planche de transfert du patient  
Taille : 177 x 55cm ( $\pm 3\%$ ) déplié / 88 x  
55cm ( $\pm 3\%$ ) plié Poids: 2.4 kg ( $\pm 3\%$ )  
100% Nylon. Poignées en aluminium  
Charge de fonctionnement en  
sécurité : 200 kg

**SWITCHEASY**



Tél : +33 (0)4 74 08 71 71  
Fax : +33 (0)4 74 08 71 72  
[info@bmb-medical.com](mailto:info@bmb-medical.com)

100 Av. du Formans - CS 11001  
01604 TREVOUX Cedex  
FRANCE

[www.bmb-medical.com](http://www.bmb-medical.com)