

ACCESSOIRES SUPPORTS MOBILES PARAVENTS





SOMMAIRE

Notre gamme "SUPPORTS MOBILES & PARAVENTS" est adaptée à tout type de services en milieu hospitalier.

Alliant ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Ces produits ont été développés par la société BMB Médical dans le but de combler des "manques" en matière d'ergonomie, d'esthétique ou d'utilisation courante du mobilier et matériel médical.

- ▶ SUPPORTS MOBILES
 - ▶ TABOLYS
 - ▶ MATERNA
 - ▶ ASSISTANT
 - ▶ INFORMALYS
 - ▶ VESTIAIRES
 - ▶ GRAND MODELE
 - ▶ PETIT MODELE
 - ▶ MODULYS
- ▶ PARAVENTS
- ▶ ACCESSOIRES

T A B O L Y S

Table mobile à hauteur variable destinée aux patients comme au personnel hospitalier. Elle accueille les effets patients, une collation ou le petit matériel médical. **Son piètement en H est étudié pour passer sous tous types de lits, mobiliers et fauteuils.**

TABOLYS HPL

- Plateau HPL (compact blanc)
- Piètement en « H »
- 2 roulettes arrière Ø50 mm
- 2 roulettes avant Ø30 mm
- Peinture Blue Grey Anod B711



TABOLYS ABS

- Plateau ABS (Thermoformé gris)
- Piètement en « H »
- 2 roulettes arrière Ø50 mm
- 2 roulettes avant Ø30 mm
- Peinture Blue Grey Anod B711



DIMENSIONS TABOLYS HPL

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	82.5 cm	53 cm	De 67 à 107 cm
PIETEMET	64 cm	53 cm	4 cm
PLATEAU	82.5 cm	46.5 cm	0.8 cm

DIMENSIONS TABOLYS ABS

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	81 cm	53 cm	De 67 à 107 cm
PIETEMET	64 cm	53 cm	4 cm
PLATEAU	81 cm	41 cm	4 cm

CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 15 Kg

A C C E S S O I R E S

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TAHPL	Plateau inclinable pour TABOLYS HPL (compact)
TAABS	Plateau inclinable pour TABOLYS ABS (Thermoformé)



Plateau inclinable
TAHPL



Plateau inclinable
TAABS


Berceau à hauteur variable. Le Materna est le berceau idéal pour accompagner les parents lors de leur séjour en maternité/néonatalogie. **Son piètement est étudié pour passer sous tous types de lits médicalisés, ce qui permet à la maman d'avoir son bébé au plus près d'elle, tout en sécurisant le nourrisson.**

- Dimensions hors tout : 105 cm x 58 cm
- Hauteur variable pneumatique de 70 cm à 100 cm
- Proclive 10°
- Structure en tôle d'acier peinture époxy blanc
- Nacelle amovible réalisé en polymère thermoplastique transparent: 75 cm x 35 cm x 29 cm
- Fond percé pour une meilleure aération
- Matelas de 5 cm M1 non feu, housse amovible
- 4 roulettes pivotantes doubles galets Ø 80 mm à freins
- Piètement en "U"
- Charge de fonctionnement en sécurité : 9 kg

DIMENSIONS MATERNA

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	105 cm	58 cm	De 70 à 100 cm

CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 9 Kg



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MATPA	Panier de rangement.
MATDOC	Porte dossier patient.



Un professionnel de la santé se fonde toujours sur son propre jugement professionnel et clinique au moment où il décide d'utiliser un/des produit(s) pour traiter un patient déterminé.
 Les professionnels de santé doivent quoi qu'il arrive consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant de se servir de tout produit BMB MEDICAL.
 Les produits présentés sont estampillés CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.
 Les produits décrits sont des Dispositifs Médicaux de classe 1.

A S S I S T A N T

A C C E S S O I R E S

Assistant ambulatoire multifonction destiné aux patients comme au personnel hospitalier. **Pour accueillir les effets patients, une collation ou le petit matériel médical, c'est un support idéal pour vos services ambulatoires.** Compact, il ne tient pas plus de place qu'un mât à sérum. Son piétement en étoile s'adapte parfaitement à tous nos produits.

- Tablette en 2 parties repliable : 75 x 35 cm déplié / 37,5 x 35 cm replié). Poids : 17kg
- Hauteur variable assisté par vérin à gaz.
- Produit non freiné.
- 4 roues Ø 40mm pivot sur roulement à billes.
- Reserve de stockage sous plateau : 27 x 25 x 10 cm.
- Porte Sac à main / sac à dos inclus (maximum 15kg)
- Support de tige à sérum

DIMENSIONS ASSISTANT

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORSTOUT	de 57,5 à 99,7 cm	de 57,5 à 63,3 cm	82 à 112 cm
PIEtement			7.5 cm

Charge maximum : 15 Kg plateau replié / 5Kg en bout de plateau



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette



Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
TSR2



Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
TSR2



Stockage sous plateau

INFORMALYS


Table informatique mobile à hauteur variable. L'Informalys est le produit idéal pour accompagner le personnel soignant lors de leurs déplacements dans les services. **Conçu pour les ordinateurs portables, celui-ci possède une poignée facilitant son déplacement, ainsi qu'une tablette pour souris.** Mobile, résistant et facile à nettoyer, il accompagne parfaitement votre matériel informatique.

- Plateau Trespa blanc mat
- Pour PC portable
- Flexibilité - Tous les ports d'entrée-sortie sur l'ordinateur portable sont accessibles
- Poignée de déplacement à l'avant
- 3 roulettes Ø 80 mm à freins indépendants
- Support souris escamotable

DIMENSIONS INFORMALYS

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORSTOUT	60 cm	60 cm	De 74 à 113 cm
PLATEAU	57 cm	54 cm	2.4 cm
PIETEMENT	60 cm	60 cm	16 cm

CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 15 Kg



VESTIAIRE GRAND MODÈLE

ACCESSOIRES

Le chevet/ vestiaire est le produit idéal pour l'accueil du patient dans un service ambulatoire. **Destiné au stockage des effets personnels de vos patients, le chevet / vestiaire est équipé d'un système de verrouillage sécurisé.** Mobile, résistant et facile à nettoyer, il accompagne parfaitement un fauteuil de soins.

- Stratifié compact, Finition résine acrylique, coloris blanc
- 4 roulettes double galets Ø 100mm
- Bac à chaussures amovible en ABS blanc
- Système de verrouillage à clé (2 clés incluses)
- Poignée de poussé - Tiroir en en ABS - Penderie pour vêtement
- Système d'identification patient / fauteuil / chevet
- Rebord anti-chute
- Ouverture de porte à droite (à gauche sur demande)
- Poids : 25kg

DIMENSIONS VESTIAIRE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORSTOUT	59 cm	47.5 cm	126 cm

CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 15 Kg


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VEST_C	Clé universelle pour serrure à clé
VEST_SD	Système de verrouillage par serrure digitale à code (inclus 1 clé universelle)
VEST_CSD	Clé universelle supplémentaire pour serrure digitale



Clé universelle pour serrure à clé VEST_C



Système de verrouillage par serrure digitale à code (inclus 1 clé universelle) VEST_SD



Clé universelle supplémentaire pour serrure digitale VEST_CSD



VESTIAIRE PETIT MODÈLE

Le chevet/ vestiaire est le produit idéal pour l'accueil du patient dans un service ambulatoire. Destiné au stockage des effets personnels de vos patients, le chevet / vestiaire est équipé d'un système de verrouillage sécurisé. Mobile, résistant et facile à nettoyer, il accompagne parfaitement un fauteuil de soins.

- Stratifié compact, Finition résine acrylique, coloris blanc
- 4 roulettes double galets Ø 80mm
- Bac à chaussures amovible en ABS blanc
- Système de verrouillage à clé (2 clés incluses)
- Poignée de poussé - Tiroir en en ABS - Penderie pour vêtement
- Rebord anti-chute
- Ouverture de porte à droite (à gauche sur demande)
- Poids : 21kg

DIMENSIONS VESTIAIRE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORSTOUT	59 cm	47.5 cm	92 cm

CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 15 Kg



ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
VEST_C	Clé universelle pour serrure à clé
VEST_SD	Système de verrouillage par serrure digitale à code (inclus 1 clé universelle)
VEST_CSD	Clé universelle supplémentaire pour serrure digitale
VEST_PB	Panier poubelle pour sac 10 L (disponible uniquement pour VEST_P)



Clé universelle pour serrure à clé
VEST_C



Système de verrouillage par serrure digitale à code (inclus 1 clé universelle)
VEST_SD



Clé universelle supplémentaire pour serrure digitale
VEST_CSD



Panier poubelle pour sac 10 L
VEST_PB

Vestiaire Grand modèle
VEST



Vestiaire Petit modèle
VEST_P



Systeme permettant l'installation d'un cycleur et de ses consommables dans le cadre de la dialyse peritonéale, quotidienne ou à domicile. Permet d'installer 4 types d'appareils connus : Le Sleep-Safe Harmony - Le HomeChoice Claria - Le S3 - Le NXstage


- Partie centrale équipée d'un plateau inférieur en Trespa et en acier
- Plateau supérieur en trespa
- Structure acier
- Pietement monté sur 4 roulettes Ø 80mm sans freins
- Hauteur variable manuelle bloquée en rotation
- Le plateau supérieur supporte 80 kg en statique, et permet l'implantation d'une machine allant de 60 x 40cm.
- Hauteur adaptable, sans effort de 48 cm à 78 cm
- Poids : 15 KG - L'ensemble est entierement démontable sans outil

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
MODULSUP	Petit support poche adaptable sur toutes les faces
MODULTUBS	Tubes qui se posent sur le plateau supérieur
MODU-DESS	"Le Modu-Dess est un plateau escamotable nécessaire à la pose des consommables : les pieds rétractables en facilitent le transport et l'entretien. 520 x 800 x 390 mm Poids : 5 kg

COMPOSITION MODULYS

MODULCO

Plateau supérieur
Top part :
600 x 410 mm





+ colonne
+ plateau inférieur :
ht 620 x 550 mm
Poids : 15 kg
hauteur Basse :
490 mm
hauteur Haute : 780 mm



MODU-DESS

520 x 800 x 390 mm
Poids



MODULTUBS

Tubes qui se posent
sur le plateau
supérieur.




310 x 555 mm
Poids : 1,2 kg

MODULSUP


Petit support poche
adaptable sur toutes
les faces.




310 x 65 x 40 mm
Poids : 400 g



Petit support poche adaptable sur toutes les faces
MODULSUP



Tubes qui se posent sur le plateau supérieur
MODULTUBS



MODU-DESS





PARAVENTS A PANNEAUX

Polyvalent, adapté à différents pôles hospitaliers

Adaptable, deux versions disponibles

Facile d'utilisation, de part sa mobilité



PARAVENTS

Paravent mobile à panneaux rigides.

- Panneaux en aluminium.
- 7 ou 9 panneaux rigides structures aluminium facile à nettoyer et à décontaminer.
- Base mobile structure acier. Capot ABS Gris 46 x 50 cm
- 4 roulettes double galets à freins Ø 75 mm.

DIMENSIONS PARAVENTS

		Nombre de panneaux	
		7	9
Hauteur des panneaux	Longueur (mètre)	2,10	2,70
1,65 M			

POIDS PRODUIT : 14 Kg



A C C E S S O I R E S



Table de chirurgie de la main et du bras
Légère, en fibre de carbone, livrée avec deux
clameaux à blocage rapide.
1 pied de support en fibre de verre inclus,
montage droite ou gauche possible.
Coussin antistatique inclus
Longueur : 815 mm. Poids : 5 kg.
Grand espace sans métal

CHIRMAIN



Protection pluie pour brancard
CARVI et I-CARE

PROPLUIE



Ceinture de sécurité pour
brancards, chaises et fauteuils

ACC-CTP



Planche de transfert du patient
Taille : 177 x 55cm ($\pm 3\%$) déplié / 88 x
55cm ($\pm 3\%$) plié Poids: 2.4 kg ($\pm 3\%$)
100% Nylon. Poignées en aluminium
Charge de fonctionnement en
sécurité : 200 kg

SWITCH EASY



Tél : +33 (0)4 74 08 71 71

Fax : +33 (0)4 74 08 71 72

info@bmb-medical.com

100 Av. du Formans - CS 11001

01604 TREVOUX Cedex

FRANCE

www.bmb-medical.com