

# ERGOLYS

## FAUTEUIL-LIT DE DIALYSE



Nous nous sommes donnés pour premier objectif votre **satisfaction**. Nous avons placé le niveau de nos **exigences** à la hauteur où nous souhaiterions le trouver en tant que client.

En vous accompagnant dès la définition du produit et tout au long de sa vie, nous vous garantissons des produits **performants**, un service **réactif** et de **qualité**.

Nous tentons, en toute humilité, de **comprendre** votre **utilisation**, vos **contraintes**, et de redéfinir le circuit de vos patients afin d'**améliorer** vos **conditions de travail** et l'**efficience** de votre **organisation**.

Nous basons nos relations sur une **confiance partagée** en faisant de notre priorité celle d'être à vos côtés sur le **long terme**.

# F I A B I L I T É

Des composants de qualité,  
Une utilisation longue durée,  
Une empreinte écologique maîtrisée



Notre conscience écologique nous a progressivement tourné vers la conception éco-responsable.

BMB MEDICAL se préoccupe de l'impact écologique de ses produits à chaque étape de leur cycle de vie.

Cet engagement se traduit par des actions sur les emballages, la politique des

« 4 R » (Réduire, Remplacer, Recycler, Repenser) et, un travail sur les matériaux. Nos produits sont pensés et homologués selon la norme IEC60601-1-9 définissant les exigences pour une conception éco-responsable.



Nos colonnes ne nécessitent pas de maintenance. Nos plans de couchage sont réalisés en matériau extrêmement résistant et imputrescible. Nos protections d'angles résistent aux chocs et au vieillissement. Choisir BMB MEDICAL est un gage de qualité mais également une économie non négligeable sur votre budget maintenance.

## FOCUS FAUTEUIL-LIT DE DIALYSE



Le confort avantageux d'un fauteuil, aussi confortable qu'un lit et aussi fonctionnel qu'un brancard. Adapté à toute situation clinique, il accueille également les patients de grande taille.

Le projet est une solution d'ameublement innovante, réduit l'inconfort psychologique du patient.

Le fauteuil-lit peut prendre différentes positions, grâce à 5 moteurs basse tension commandés par un panneau à boutons-poussoirs facilement accessible au patient.

L'étude des détails et la recherche technologique font apparaitre des solutions fonctionnelles pratiques. Parfaitement adapté pour accueillir des patients de toutes conformations, il assure des émotions positives et une détente sans précédent.

Il privilégie tout type de traitement thérapeutique dans des conditions posturales toujours parfaites.

# Choisissez la relaxation, choisissez l'ERGOLYS



Notre gamme **FAUTEUIL-LIT** de **DIALYSE** est adaptée aux services de dialyse.

Alliant **confort** et **ergonomie**, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

Ces produits ont été développés par la société BMB Médical dans le but de combler des “manques” en matière d'**ergonomie**, de confort ou d'utilisation courante du mobilier et matériel médical.



S O M M A I R E



E R G O L Y S



N U A N C I E R

**Hybride,** le confort d'un lit et les fonctionnalités d'un fauteuil  
**Adaptable,** ses fonctions permettent le transfert des patients  
**Confortable,** Il favorise la position posturale

## FAUTEUIL-LIT **ERGOLYS**

L'ERGOLYS est un FAUTEUIL-LIT électrique conçu pour les services de DIALYSE.

Sa conception ergonomique et son confort en font un véritable produit hybride. Il allie le confort d'un lit avec les fonctionnalités d'un fauteuil.

L'ERGOLYS est un fauteuil-lit polyvalent proposant toutes les fonctions nécessaires aux bien-être et au transfert des patients.

Sa composition a été pensée pour faciliter l'utilisation courante du fauteuil-lit, mais aussi pour simplifier son entretien usuel.



# ERGOLYS

## DIMENSIONS ERGOLYS

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
HORS TOUT	163cm position fauteuil 225 cm position allongée 235 cm position allongée + repose pieds	110 cm	62 à 102 cm

POIDS PRODUIT : 125 KG  
POIDS MAX PATIENT : 200 KG  
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SECURITE : 250 Kg



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - PRODUITS ACCESSOIRISÉS

ERGOLYS s'intègre parfaitement dans un service de dialyse.

Alliant confort, ergonomie et esthétique, nos produits sont étudiés pour satisfaire et répondre aux besoins des patients et personnels soignants.

### Fauteuil-Lit à mouvements électrique

- Relève jambes électrique 0 à 25°
- Déclive électrique 20°
- Relève buste électrique 0 à 75°
- Couchage 3 sections 70 x 215 cm
- Matelas ultra-confort : 3 zones préformé : HR40 / PE 40 / Visco mémoire de forme / Revêtu PU
- Fauteuil-Lit à mouvements électrique (Vérins électriques)
- Ensemble châssis bas châssis haut caractérisé accouvoirs
- Tête réglable par crémaillères
- 5 positions possibles : Accueil, position confort, lit, déclive d'urgence, fonction CPR
- Coque de protection de châssis et cartérisation du couchage
- 4 Roues à freins indépendant Ø 125 mm
- Accouvoirs gouttières escamotable avec réglage multidirectionnel 55 x 17 cm
- Gamme de coloris VALENCIA (uniquement pour les accessoires)



Accouvoirs gouttières escamotable avec réglage multidirectionnel



4 Roues à freins indépendant Ø 125 mm



Déclive électrique (20°)



Matelas ultra-confort



12 boutons dont 5 fonctions automatiques

## ACCESSOIRES



Repose-pieds électrique  
ERORPE



Coussin de tête réglable 70 x 45 cm  
EROCT



Pédale de déclive d'urgence aux  
pieds bilatérale  
ERODU



Roues Ø 125 mm à freinage centralisé  
bilatéral dont une directionnelle  
ERORS1




Télécommande flex (satellite)  
EROSAT




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ERORPE	Repose-pieds électrique 25 cm avec coussin de pieds escamotable (coloris VALENCIA) (EROSAT obligatoire)
EROCT	Coussin de tête réglable 70 x 45 cm (coloris VALENCIA)
ERODU	Pédale de déclive d'urgence avec débrayage d'urgence aux pieds bilatérale
ERORS1	Roues Ø 125 mm à freinage centralisé bilatéral dont une directionnelle
EROSAT	Télécommande flex (satellite)
EROBA	Batterie LI-ion

# VALENCIA M2


## APAISANT




GRAPHITE  
107-4003



TAUPE  
107-0034




SISAL  
107-1048




ROSÉ  
107-2114


## RAFRAICHISSANT



TITAN  
107-4042




NIGHT  
107-2108




TEAL  
107-2119

## ÉNERGISANT



OLIVE  
107-5001



NECTARINE  
107-6003



SAFRAN  
107-6012

## NUANCIER



CLASSEMENT FEU  
M2

COMPOSITION : Tricot polyester avec enduction PVC ignifugé dans la masse sur une face  
ÉPAISSEUR : 1,1mm

### FINITIONS ET TRAITEMENTS



Efficace contre  
les bactéries  
(MRSA)



Finition  
antistatique



Sans  
Phtalates



Abrasion  
martindale  
>300000 cycles



Finition anti-tâches  
et résistant aux  
tâches de sulfure

Un professionnel de la santé se fonde toujours sur son propre jugement professionnel et clinique au moment où il décide d'utiliser un/des produit(s) pour traiter un patient déterminé.

Les professionnels de santé doivent quoi qu'il arrive consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant de se servir de tout produit BMB MEDICAL.

Les produits présentés sont estampillés CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.

Les produits décrits sont des Dispositifs Médicaux de classe 1.





Tél : +33 (0)4 74 08 71 71

Fax : +33 (0)4 74 08 71 72

[info@bmb-medical.com](mailto:info@bmb-medical.com)

100 Av. du Formans - CS 11001

01604 TREVOUX Cedex

FRANCE

[www.bmb-medical.com](http://www.bmb-medical.com)